

高活性生物原料制造商

HIGHLY ACTIVE

BIOLOGICAL RAW MATERIAL MANUFACTURER



我们的创新，助力您的成功！

Our Innovation, Your Success.

珠海冀百康生物科技有限公司

Zhuhai Gene-Biocon Biological Technology Co., Ltd.

国内:

联系电话: 0756-634 8118

广东省珠海市金湾区三灶镇机场西路628号4栋11层

网址: www.zhuhaiabc.com

邮箱: info@zhuhaiabc.com

OVERSEAS:

TEL: +86-756-634 8118

11th Floor, Building 4, No. 628 West Airport Road, Sanzao, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China

Web: www.g-biotec.com

Email: inquiry@g-biotec.com

@冀百康生物 / @Gene-Biocon



目录
CONTENTS

企业介绍 PROFILE	01~03
研检一体 R&D\Quality Inspection	04
产品布局 PRODUCT LAYOUT	05~06
明星产品 HOT PRODUCT	07~20
定制服务 ODM/CDMO SERVICES	21~22

ABOUT US

珠海冀百康生物科技有限公司成立于2015年,拥有合成生物学创新技术,专注于“高活性生物原料”与“高端生物制药”两大核心领域。产品主要应用在抗体、疫苗、蛋白类、核酸类药物的生产以及细胞培养、人造肉、化妆品和医美行业。

冀百康生物建立了功能全面的质检中心和完善的质量管理体系,拥有国际标准的GMP生产车间,为客户精准提供全面解决方案及ODM/CDMO服务。

Zhuhai Gene-Biocon Biotechnology Co., Ltd. was established in 2015 and is focused on innovative synthetic biology technology. The company specializes in two core areas: "highly active biological raw materials" and "high-level biopharmaceuticals." Its products are primarily used in the production of vaccines, antibodies, proteins, and nucleic acid drugs, as well as in the fields of cell culture, cultured meat, cosmetics, and medical aesthetics.

Gene-Biocon has established a comprehensive quality inspection center along with a complete quality management system. It operates an international standard GMP production workshop, allowing the company to provide customers with thorough solutions, including ODM and CDMO services.

Five Technology Platforms
五大技术平台

- 01 高效表达基因工程技术平台
High-expression genetic engineering technology platform
- 02 高密度生物发酵技术平台
High-density biological fermentation technology platform
- 03 高活性蛋白工具酶技术平台
High-activity protein tool enzyme technology platform
- 04 高性能核酸药物工具酶技术平台
High-performance nucleic acid drug tool enzyme technology platform
- 05 透皮吸收纳米技术平台
Transdermal absorption nanotechnology platform



权威的认证 源于严谨的要求

Authoritative certification is granted based on strict standards and requirements.




将技术创新作为不断前进的动力之一,截至2026年6月,冀百康生物的技术团队目前已拥有20项国家发明专利及实用新型专利授权

As an innovation-driven enterprise, the R&D team of Gene-Biocon has obtained 20 national invention patents and utility model patents as of Jun. 2026.

28 发明专利申请 Invention Patent Application	20 已授权专利 Authorized Patent
2 授权实用新型 Authorized Invention Patent	18 授权发明 Authorized Utility Model



HONOR 资质荣誉



COOPERATIVE 合作高校



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

西南大学
SOUTHWEST UNIVERSITY

遵义医科大学
ZUNYI MEDICAL UNIVERSITY

澳门大学
UNIVERSITY OF MACAU

珠海科技学院
Zhuhai College of Science and Technology

更多详情请查看翼百康生物官方网站...
For more details, please visit the GENE-BIOCON official website...

研检一体 R&D \ Quality Inspection


研发实力 R&D Strength



▶ 高效分泌表达基因工程实验室
HighGene Lab



▶ 高密度微生物发酵实验室
AutoF Lab



▶ 多肽纯化实验室
PepPur Lab



▶ 高纯度蛋白质快速纯化实验室
BioPure Lab



▶ 定点特异生物修饰实验室
BioMod Lab



▶ 多肽合成实验室
PepSyn Lab



▶ 化妆品原料配方实验室
CosFor Lab



▶ 高稳定生物制剂实验室
BioPre Lab

品质优先 Quality First



▶ 分析检测中心
Analytical Testing Center



▶ 液相检测室
HPLC Testing



▶ 理化检测室
Physical and Chemical Testing



▶ 细胞检测室
Cell Testing



▶ 微生物检测室
Microbiological Testing



▶ 精密仪器检测室
Precision Instrument Testing

产品布局

PRODUCT LAYOUT

高活性生物原料

Highly Active Biological Raw Materials



德谷胰岛素 Insulin Degludec

CAS: 844439-96-9

自主研发第四代胰岛素——德谷胰岛素注射液已顺利完成I期临床试验


目前III期临床测试正在进行中.....

Insulin Degludec Injection, a fourth-generation insulin, was developed by Gene-Biocon. It has successfully completed Phase I clinical trials, and Phase III clinical trials are currently in progress.

简介 Introduction

德谷胰岛素是一种超长效胰岛素类似物，作用时间长达42小时。既往研究显示其具有超长效降糖效果，且能减少低血糖风险。在美国糖尿病学会（ADA）2011年会上，多项德谷胰岛素的新近研究结果发布，进一步探索了其从分子结构到降糖作用的特点，显示出皮下注射后呈多六聚体构型的德谷胰岛素，具有平稳的药代动力学特点，可持久、平稳、长期降糖，低血糖风险小。

Insulin Degludec is an ultra-long-acting insulin analogue. Previous studies have demonstrated its ultra-long-acting hypoglycemic effects and its ability to reduce the risk of hypoglycemia. During the American Diabetes Association (ADA) annual meeting in 2011, several recent research findings regarding Insulin Degludec were presented. These studies explored its characteristics, ranging from its molecular structure to its hypoglycemic effects, and indicated that it forms a polyhexamer configuration after subcutaneous injection. Insulin Degludec exhibits stable pharmacokinetic properties, allowing for sustained, stable, and long-term blood sugar reduction with a minimal risk of hypoglycemia.



优势 Features

≥99%

高纯度
High purity



国际标准
World-Class Standard



质量管控
Quality control



无动物源
Animal-Free

应用 Usage

- 用于治疗II型糖尿病
Used to treat type II diabetes

参数 Datas

项目 Item	指标 Parameters
性状 Appearances	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder
含量 Content	95.0%~105.0%
内毒素 Endotoxins	< 10 EU/mg
宿主蛋白残留 Host protein residues	不得过 10ng/mg Not more than 10ng/mg
外源性DNA残留 Exogenous DNA residue	不得过 10ng/1 剂量 Do not exceed 10ng/1 dose
高分子蛋白质 High molecular weight protein	不得过 0.4% Not more than 0.4%
纯度 Purity	≥99.0%

*仅供科研和工业生产使用，不能用于人体

司美格鲁肽中间体29肽 Semaglutide Intermediate P29 (GLP-1 (9-37))

CAS: 1169630-82-3

简介 Introduction

司美格鲁肽中间体29肽采用基因工程发酵方式生产，生产过程在GMP条件进行，产品纯度高。本品为大肠杆菌重组表达的司美格鲁肽前体，经酶切、层析纯化、冷冻干燥得到的冻干粉。

Semaglutide intermediate P29 (GLP-1 (9-37)) is produced through genetic engineering fermentation. The production process follows Good Manufacturing Practices (GMP) standards, ensuring high product purity. This product is a lyophilized powder obtained through enzyme cleavage, chromatography purification, and freeze-drying of the Semaglutide precursor expressed by *E. coli*.

应用 Usage

- 用于生产司美格鲁肽
Utilized in the production and development of GLP-1 drugs.

司美格鲁肽 Semaglutide

CAS: 910463-68-2

简介 Introduction

司美格鲁肽是超长效GLP-1类似物。是通过基因重组技术，利用生物发酵产生肽链的人胰高血糖素样肽-1类似物，通过介导GLP-1受体，以葡萄糖依赖的方式，刺激胰岛素分泌，用于II型糖尿病成人患者的血糖控制。

Semaglutide is an ultra-long-acting GLP-1 analog, which is a human glucagon-like peptide-1 analog produced through genetic recombination technology and biological fermentation. It acts on GLP-1 receptors and stimulates insulin secretion in a glucose-dependent manner. Semaglutide helps control blood sugar levels in adult patients with type 2 diabetes.

应用 Usage

- 用于治疗II型糖尿病
Used to treat type II diabetes
- 用于减肥
Lose weight

For research and industrial production use only. CAUTION: Not for human or animal therapeutic or diagnostic use.

≥98%

高纯度
High purity



国际标准
World-Class Standard



质量管控
Quality control



无动物源
Animal-Free

参数 Datas

项目 Item	指标 Parameters
性状 Appearances	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder
来源 Content	大肠杆菌 <i>E. coli</i>
纯度 (HPLC) Purity (HPLC)	应≥98.0% Should be ≥98.0%
含量 Content	按干燥品计算，含司美格鲁肽中 间体 29 肽应≥90.0% On a dry basis, the content of the Semaglutide intermediate P29 should be ≥90.0%.

≥99%

高纯度
High purity



国际标准
World-Class Standard



质量管控
Quality control



无动物源
Animal-Free

参数 Datas

项目 Item	指标 Parameters
性状 Appearances	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder
含量 Content	95.0%~105.0%
内毒素 Endotoxins	< 10 EU/mg
宿主蛋白残留 Host protein residues	不得过 10ng/mg Not more than 10ng/mg
外源性DNA残留 Exogenous DNA residue	不得过 10ng/1 剂量 Do not exceed 10ng/1 dose
高分子蛋白质 High molecular weight protein	不得过 0.3% Not more than 0.3%
纯度 Purity	≥99.0%

重组胰蛋白酶 (细胞培养级、药典级、1:250)

Recombinant Trypsin (Cell Culture Grade & Pharmacopoeia Grade & 1:250)

重组热稳定胰蛋白酶 / TrypRE select (1×)

Recombinant Heat-stable Trypsin / TrypRE select (1×)

CAS: 9002-07-7

简介 Introduction

冀百康的重组胰蛋白酶是从重组毕赤酵母中分离纯化得到的，属于生物化学级别的基因工程酶，不含DFP、PMSF和TLCK等酶抑制剂，具有与天然胰蛋白酶相同的活性和特异性。其活性受丝氨酸蛋白酶抑制剂如PMSF和TLCK等、金属离子螯合剂如EDTA等的抑制。

Recombinant Trypsin from Gene-Biocon is isolated and purified from the Recombinant *Pichia Pastoris*. It does not contain enzyme inhibitors such as DFP, PMSF, or TLCK. However, its activity can be inhibited by serine protease inhibitors like PMSF and TLCK and metal ion chelators such as EDTA.

优势 Features

重组酵母表达产物
Produced by *Pichia Pastoris*

不含动物源，无杂酶
Animal-Free,
no miscellaneous enzymes

超高纯度，消化能力强
Ultrahigh purity and strong digestion

替代传统动物提取胰蛋白酶
Instead of traditional animal-origin trypsin

参数 Datas

项目 Item	细胞培养级 Cell Culture Grade	药典级 Pharmacopoeia Grade	1:250	热稳定胰蛋白酶 Heat-stable Trypsin	TrypRE select(1×)
性状 Appearances	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder	白色或类白色冻干粉 White or off-white powder	无色澄清溶液 Colorless clear solution
纯度 (SDS-PAGE) SDS-PAGE	≥95%	≥95%	/	/	/
纯度 (HPLC) HPLC Purity	α-胰蛋白酶不得大于20% β-胰蛋白酶不得小于70% α-Trypsin should NMT 20% β-Trypsin should NLT 70%	α-胰蛋白酶不得大于20% β-胰蛋白酶不得小于70% α-Trypsin should NMT 20% β-Trypsin should NLT 70%	/	/	/
酶比活性 Enzyme specific activity	≥3800 USP unit/mg pro.	≥3800 USP unit/mg pro.	≥80 USP unit/mg pro.	≥2500 USP unit/mg pro.	/
酶活性 Enzyme activity	/	/	/	/	≥200 USP unit/ml
蛋白含量 Protein content	90%	40%~70%	/	>30%	/
外源 DNA 残留量 Residue DNA	≤100 ng/mg pro.	≤100 ng/mg pro.	≤100 ng/mg pro.	/	/
菌体蛋白残留量 Residue HCP	≤100 ng/mg pro.	≤100 ng/mg pro.	≤100 ng/mg pro.	/	/
最佳 pH Optimum pH	7.0~9.0	7.0~9.0	/	7.0-10.0	7.0-7.4

应用 Usage

细胞培养级 Cell Culture Grade

- 用于疫苗生产
Vaccine Production
- 细胞培养、细胞治疗
Cell culture, Cell therapy
- 蛋白药物 (如: 胰岛素、GLP-1药物) 的生产
Applied to the production of protein drugs, like Insulin and GLP-1

药典级 Pharmacopoeia Grade

- 细胞培养、细胞治疗
Cell culture, Cell therapy
- 蛋白药物 (如: 胰岛素、GLP-1药物) 的生产
Applied to the production of protein drugs, like Insulin and GLP-1

1:250

- 细胞培养传代和初生组织解离中的细胞解离，如人或动物用疫苗生产
Cell passage and cell dissociation of primary tissues, such as vaccine production for human or animals

热稳定胰蛋白酶 Heat-stable Trypsin

- 用于热稳定消化液的生产
For the production of heat stable digestate
- 细胞培养、细胞治疗
Cell culture, Cell therapy

TrypRE select (1×)

- 用于各种类型的细胞消化
Used in cell culture

典型应用 Typical applications




产品 Cell Culture Grade	细胞培养级 Cell Culture Grade	药典级 Cell Culture Grade	1: 250	热稳定胰蛋白酶 Heat-stable Trypsin	TrypRE select(1×)
适用细胞举例 Typical Cell Applications	中国仓鼠卵巢细胞、非洲绿猴肾细胞、人胚胎肾细胞、人宫颈癌细胞 CHO / Vero / HEK293 / HeLa	用于处理细胞 (HEK293, CHO, MEF) 提取的蛋白样品 Used for processing protein samples derived from cells (HEK293 / CHO / MEF)	小鼠胚胎成纤维细胞、大鼠原代肝细胞、人皮肤角质形成细胞 MEF / Rat primary hepatocytes / Human skin keratinocytes	人神经干细胞、小鼠原代神经元、人脐静脉内皮细胞 Human neural stem cells / Mouse primary neurons / HUVEC	人诱导多能干细胞、小鼠胚胎干细胞、人肾足细胞、牛乳腺上皮细胞 iPSC / mESC / Human podocytes / BMEC

具体应用请以实验验证为准
The specific application should be verified by experiments.


稳定性测试 Stability test

重组胰蛋白酶冻干粉在40°C可存放10天以上，在2~8°C时可存放6个月以上，在-15~-20°C时可存放24个月


Recombinant trypsin lyophilized powder can be stored for more than 10 days at 40°C, more than 6 months at 2~8°C, and 24 months at -15~-20°C.



比活性测试 Specific activity test



极高纯度、高比例β构型、超高比活性
High purity, high proportion β configuration, high specific activity



纯度≥95%，无杂蛋白、杂酶、脂类等
Purity above 95%, no miscellaneous protein, miscellaneous enzymes, lipids, etc

重组赖氨酰内切酶 (质谱级&生化级)

Recombinant Lysyl Endopeptidase (M.S. Grade & Biochemical Grade)

CAS: 72561-05-8

简介 Introduction

本品是从重组大肠杆菌中分离纯化，经冷冻干燥得到的重组赖氨酰内切酶粉末。本品属于生物化学级别的基因工程酶，不含DFP、PMSF和TLCK等酶抑制剂，具有与天然赖氨酰内切酶相同的活力和特异性。

This product is a Recombinant Lysyl Endonuclease powder isolated and purified from Recombinant *E. coli* through a freeze-drying process. It is a biochemically grade genetically engineered enzyme containing no enzyme inhibitors such as DFP, PMSF, or TLCK. It exhibits the same activity and specificity as a natural lysyl endonuclease.



- 一种新型赖氨酰肽链内切酶及其制备方法 NO.: ZL201811392504.7
A novel lysyl endopeptidase and preparation method thereof
- 一种新型赖氨酸特异性内切酶及其制备方法 NO.: ZL201811394022.5
A novel lysine-specific endonuclease and preparation method thereof

优势 Features

单一主条带 (SDS-PAGE)
Single major band (SDS-PAGE)

更高纯度
Higher purity

更高催化效率
Higher catalytic efficiency


更高比活
Higher specific activity

- 可用于蛋白质分析
Can be used for protein analysis
- 比活性≥3.0AU/mg pro.
Specific activity ≥3.0AU/mg pro.

应用
Usage

- 可用于商业化试剂盒检测酶残留量
Can be used to detect enzyme residues in commercial kits
- 可用于蛋白药物（如GLP-1药物）的生产
Applied to the production of protein drugs, like GLP-1


比活性测试 Specific activity test



超高比活性，SDS-PAGE电泳，单一主条带
Ultra-high specific activity, SDS-PAGE electrophoresis, single main band

◀ SDS-PAGE图片 SDS-PAGE images

稳定性测试 Stability test



酶的比活性≥3.0AU/mg pro.
2AU酶即可完全酶切1g大多数融合蛋白
Enzyme specific activity ≥3.0AU/mg pro.
2AU enzyme can completely digest 1g of most fusion proteins

◀ SDS-PAGE 图片 SDS-PAGE images

重组羧肽酶B

Recombinant Carboxypeptidase B

CAS: 9025-24-5

简介 Introduction

本品是从重组毕赤酵母中分离纯化，再经冷冻干燥得到的重组羧肽酶B冻干粉。属于生物化学级别的基因工程酶，无外源性的病毒污染，不含DFP、PMSF和TLCK等酶抑制剂，具有天然羧肽酶B相同的活性和特异性。

This product is Recombinant Carboxypeptidase-B, presented as a lyophilized powder. It is separated and purified from Recombinant *Pichia Pastoris* and subsequently freeze-dried. This biochemical-grade enzyme is genetically engineered and free from exogenous viral contamination and enzyme inhibitors such as DFP, PMSF, and TLCK. It possesses the same activity and specificity as natural carboxypeptidase B.

优势 Features

纯度≥95%
Purity ≥95%

比活性≥110U/mg pro.
Specific activity ≥110U/mg pro.

应用 Usage

· 用于生物药物生产
For bio-pharmaceutical production

· 用于抗体质量检测
For antibody quality testing

重组肠激酶

Recombinant Enterokinase

CAS: 9017-74-8

简介 Introduction

重组肠激酶采用重组毕赤酵母高效分泌表达技术，经多级层析纯化，制成的高纯度、高活性重组牛肠激酶，不含其他蛋白酶。

Recombinant Enterokinase is produced using the efficient secretion expression technology of recombinant *Pichia Pastoris*, and it is purified through multi-stage chromatography to yield a high-purity, highly active recombinant bovine enterokinase that is free from other proteases.

优势 Features

纯度≥95%
Purity ≥95%

比活性≥1000U/mg pro.
Specific activity ≥1000U/mg pro.

应用 Usage

· 可用于蛋白药物生产（如：胰岛素、GLP-1药物）
Applied to the production of protein drugs, like Insulin and GLP-1

重组Kex2蛋白酶

Recombinant Kex2 Protease

CAS: 99676-46-7

简介 Introduction

本品采用重组毕赤酵母高效分泌表达技术，经分离纯化得到，高纯度、高活性的重组KEX2蛋白酶。

Using the recombinant *Pichia pastoris* efficient secretion expression technology, the Recombinant KEX2 protease with high purity and highly active was obtained by isolation and purification.

优势 Features

纯度≥95%
Purity ≥95%

比活性≥10U/mg pro.
Specific activity ≥10U/mg pro.

应用 Usage

· 可用于蛋白药物生产（如：胰岛素、GLP-1药物）
Applied to the production of protein drugs, like Insulin and GLP-1

重组人碱性成纤维细胞生长因子 Recombinant Human Basic Fibroblast Growth Factor

rh-bFGF CAS: 62031-54-3

一种适用于细胞培养、创伤修复药品的生产等应用的生物活性蛋白质。bFGF可调节细胞增殖、分化、存活、粘附、运动、凋亡、肢体形成和伤口愈合等多种过程。bFGF可用于成纤维细胞有丝分裂、PC-12细胞的轴突生长、受体结合以及酪氨酸磷酸化研究。

本品系重组大肠杆菌表达、经多步分离纯化，再经冷冻干燥而制成的冻干粉。

Recombinant Human Basic Fibroblast Growth Factor (rh-bFGF) is a bioactive protein suitable for cell culture and the production of wound repair drugs. It can regulate multiple processes, such as cell proliferation, differentiation, survival, adhesion, motility, apoptosis, limb formation, and wound healing. Also, rhbFGF can be used in fibroblast mitosis, axon growth in PC-12 cells, receptor binding, and tyrosine phosphorylation. This product is a lyophilized powder prepared by recombinant *E. coli* expression, which is then separated and purified through multiple steps before being freeze-dried.

应用 Usage

- 1mg蛋白的生物活性达到 $\geq 1.0 \times 10^7$ U/mg
The biological activity of 1 mg of protein reaches $\geq 1.0 \times 10^7$ U/mg
- 用于配置无血清培养基、细胞培养
Used for preparing serum-free culture media and cell culture
- 可用于细胞培养肉
Used in cell cultured meat
- 创伤修复药品的生产
Trauma repair drugs production

重组牛碱性成纤维细胞生长因子 Recombinant Bovine Basic Fibroblast Growth Factor

rb-bFGF CAS: 62031-54-3

重组牛碱性成纤维细胞生长因子 (rb-bFGF) 是一种生长因子，是一种具有一定氨基酸序列的多肽。碱性成纤维细胞生长因子具有很强的刺激细胞增殖、分化和迁移的能力。采用重组技术生产该因子，可以实现大规模生产。

本品由重组大肠杆菌表达，经多步分离纯化，再冷冻干燥而制成的冻干粉

Recombinant bovine basic fibroblast growth factor (rb-bFGF) is a growth factor. It is a polypeptide with a certain amino acid sequence. Basic fibroblast growth factor has a strong ability to stimulate cell proliferation, differentiation, and migration. Recombinant technology is used to produce this factor in a way that can achieve large-scale production. This product is a lyophilized powder prepared by recombinant *E. coli* expression, which is then separated and purified through multiple steps before being freeze-dried.

应用 Usage

- 1mg蛋白的生物活性达到 $\geq 1.0 \times 10^7$ U/mg
The biological activity of 1 mg of protein reaches $\geq 1.0 \times 10^7$ U/mg
- 用于配置无血清培养基、细胞培养
Used for preparing serum-free culture media and cell culture

重组人表皮细胞生长因子 Recombinant Human Epidermal Growth Factor

rh-EGF CAS: 62253-63-8

重组人表皮生长因子 (rh-EGF) 是一种通过重组DNA技术产生的蛋白质。EGF可以与表皮和上皮细胞表面的特定受体结合。这种结合激活了一系列导致细胞增殖的细胞内信号通路。它在表皮和粘膜上皮的生长和更新中起着至关重要的作用。

Recombinant Human Epidermal Growth Factor (rh-EGF) is a protein produced through Recombinant DNA technology. EGF can bind to its specific receptors on the cell surface of epidermal and epithelial cells. This binding activates a series of intracellular signaling pathways that lead to cell proliferation. It plays a crucial role in the growth and renewal of the epidermis and mucosal epithelium.

应用 Usage

- 1mg蛋白的生物活性达到 $\geq 5.0 \times 10^6$ U/mg
The biological activity of 1 mg of protein reaches $\geq 5.0 \times 10^6$ U/mg
- 用于配置无血清培养基、细胞培养
Used for preparing serum-free culture media and cell culture
- 可用于医疗器械
Used in medical devices

重组人胰岛素样生长因子 Recombinant Human Insulin-like Growth Factor

rh-IGF-1 CAS: 67763-96-6

重组人胰岛素样生长因子-1是一种结构类似于胰岛素的蛋白质分子，在促进多种细胞的生长和分化方面起着至关重要的作用。它作用于各种细胞类型，包括肌肉细胞、骨细胞和神经细胞，同时还具有与胰岛素类似的合成代谢，促进葡萄糖和氨基酸进入细胞并增强蛋白质合成，这有助于肌肉建设和整体组织生长。此外，它还可以在在一定程度上调节脂质代谢。

Recombinant Human insulin-like growth factor-1 is a protein molecule that is structurally similar to insulin. The rhIGF-1 plays a crucial role in promoting the growth and differentiation of a wide range of cells. It acts on various cell types, including muscle cells, bone cells, and nerve cells. It also has an anabolic effect, similar to insulin. It promotes the uptake of glucose and amino acids into cells and enhances protein synthesis. This helps in muscle building and overall tissue growth. In addition, it can also regulate lipid metabolism to some extent.

应用 Usage

- 1mg蛋白的生物活性达到 $\geq 1.0 \times 10^5$ U/mg
The biological activity of 1 mg of protein reaches $\geq 1.0 \times 10^5$ U/mg
- 用于细胞培养、增强细胞繁殖、细胞生长和细胞分化
Used in cell culture to enhance cell proliferation, cell growth and cell differentiation

重组人小分子胶原蛋白

Recombinant Humanized Small-molecule Collagen

简介 Introduction

GENE-BIOCON重组人小分子胶原蛋白是业界率先提出小分子概念的重组人胶原蛋白，该创新产品利用基因重组技术生产人类III型胶原蛋白片段，无副作用、无排异风险、无病毒风险、低免疫原性，是更安全的选择。

此外，实验测试表明，重组人小分子胶原蛋白在40°C下保存长达三个月仍保持稳定。这种多功能胶原蛋白可应用于皮肤护理和无菌无添加化妆品（可灭菌）等各个领域。

GENE-BIOCON's recombinant humanized small-molecule collagen is the first specialized small-molecule collagen in the industry. This innovative product utilizes genetic recombination technology to produce human type III collagen fragments. It is designed to have no side effects, no risk of rejection, no viral risks, and low immunogenicity, making it a safer option for use. Furthermore, experimental tests have demonstrated that the recombinant human micro-molecule collagen remains stable when stored at 40°C for up to three months. This versatile collagen can be applied in various fields, including skin care, and sterile, additive-free cosmetics (which are sterilizable).



1. 一种小分子胶原蛋白组合物及其制备方法和应用
NO.: ZL202211290782.8
A small molecule collagen composition and a preparation method and application thereof

油溶重组人小分子胶原蛋白

Oil Recombinant Humanized Small-molecule Collagen

简介 Introduction

首款上市的油溶性重组人小分子胶原蛋白原料，由5个分子组成，分子量从500到5000Da。该配方具有易吸收、活性高的优势，有效解决了胶原蛋白常见的吸收困难、生物活性低等问题。该产品拥有双专利，经过20多项功效测试，包括人体和细胞水平的评估。我们利用基因工程重组技术，在GMP标准化环境中通过精确的制药生产工艺创造出这种独特有效的原料。该工艺确保了其在皮肤修复、舒缓、抗衰老和美白方面的功效。它具有来源可靠、生产工艺科学、成分安全、功效明确等特点。

The first launched oil recombinant humanized small-molecule collagen raw material, composed of five molecules with a molecular weight ranging from 500 to 5000 Da. This formulation offers the advantages of easy absorption and high activity, effectively addressing common challenges associated with collagen—specifically, difficulties in absorption and low bioactivity. This product is backed by double patents and has undergone over 20 efficacy tests, including evaluations at both the human and cellular levels.

Using genetic engineering recombinant technology, we have created this unique and effective raw material through a precise pharmaceutical production process in a GMP-standardized environment. This process ensures its efficacy in skin repair, soothing, anti-aging, and whitening. It boasts a reliable source, a scientifically validated production process, safe ingredients, and clearly defined benefits.

优势 Features

01 500~5000Da, 五重分子量组合, 全肌理层透皮吸收
500~5000Da. Five molecular weight combinations, transdermal absorption through the entire skin texture layer

02 深层养护, 24小时不间断吸收, 持久修护受损肌肤
Deep maintenance, 24-hour non-stop absorption, long-lasting repair of damaged skin

03 焕活修护力, 再现健康肌肤光泽
Revitalizes repair power and restores healthy skin radiance



1. 一种小分子胶原蛋白组合物及其制备方法和应用
NO.: ZL202211290782.8
A small molecule collagen composition and a preparation method and application thereof
2. 一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用
NO.: ZL201910584254.5
A stable oil-soluble polypeptide composition and its preparation method and application

应用 Usage

基础护肤
Basic skin care

功效护肤
Effective Skin Care

彩妆产品
Makeup products


毛发护理
Hair Care

唇部护理
Lip Care

私密护理
Women's intimate care


另外，身体护理、牙周护理等其他领域应用
In addition, applications in other fields such as body care and periodontal care.

透皮测试 Skin penetration test



*数据来源: 第三方检测报告
*The Data is from test report of GENE-BIOCON

1、5、20mg/ml重组人小分子胶原蛋白在4-24小时内透皮都有明显上升趋势
The skin penetration rate of 1, 5, and 20 mg/ml rh small-molecule collagen has a significant upward trend within 4-24 hours.




*数据来源: 第三方检测报告
*Data source: third party testing report

重组人小分子胶原蛋白可持续24H渗透肌肤, 深层养护
The rh small-molecule collagen continues penetrating for 24h, achieving deep maintenance effect.

第三方人体功效测试 The third party body efficacy test

抗皱抗衰 Anti Wrinkle and Anti Aging


鱼尾纹面积占比
Crow's feet area ratio



使用重组人小分子胶原蛋白样品28天后, 鱼尾纹面积占比降低 **14.53%**
After using rh small-molecule Collagen sample for 28 days, the area ratio of crow's feet decreased by 14.53%.

褪红舒缓 Soothes Redness


皮肤红区a*值
skin red zone a* value



使用重组人小分子胶原蛋白样品28天后, 皮肤红区a*值降低 **7.37%**
After using rh small-molecule Collagen sample for 28 days, the a* value in the red area of the skin decreased by 7.37%.

焕白提亮 Whitening


色斑面积占比
Proportion of pigmented spot area on face



使用重组人小分子胶原蛋白样品28天后, 色斑面积占比降低 **11.07%**
After using rh small-molecule Collagen sample for 28 days, the proportion of facial spots decreased by 11.07%.

屏障修护 Barrier Repair

皮肤经表皮水分流失率
skin transepidermal water loss rate



使用重组人小分子胶原蛋白样品28天后, 皮肤经表皮水分流失率降低 **25.09%**
After using rh small-molecule Collagen sample for 28 days, the transepidermal water loss rate of the skin was reduced by 25.09%.

重组人超氧化物歧化酶(rh SOD)

Recombinant Human Superoxide Dismutase (rh SOD)

简介 Introduction

重组人超氧化物歧化酶提取自人SOD基因，经PCR扩增后在受体细胞中大量表达。经第三方测试发现其对蓝光给肌肤所造成损伤起关键保护作用；同时，可以有效清除自由基，清除沉积在皮肤中的色素沉淀物，激活深层细胞，增强细胞活性，起到深层抗衰抗氧化的作用。

The rh-Superoxide Dismutase was extracted from the human SOD gene and expressed in a large number of recipient cells using PCR amplification. Third-party test results indicate that it plays a crucial role in protecting the skin from blue light damage. It also effectively scavenges oxygen-free radicals, removes pigment deposits, activates deeper skin cells, and enhances skin activity.



1. 一种具有抗蓝光功效的SOD组合物及其制备方法
NO.: ZL202210503117.6

A Kind of SOD Composition with Anti-blue light Efficacy and Preparation Method Thereof


应用 Usage



优势 Features

- 01 针对UV、蓝光辐射对皮肤损伤有保护作用
Rhsod has a protective effect against UV and blue light radiation damage.
- 02 有效清除氧自由基，激活深层细胞，增强皮肤活性
Effectively remove oxygen free radicals, activate deep cells, and enhance skin activity
- 03 深层抗衰抗氧化，改善肌肤松弛
Deep anti-aging anti-oxidation, improve skin relaxation


细胞功效测试 Cell efficacy test



*数据来源: 赵花琴, 张曼, 刘元刚, 等. 融合蛋白 PTD-SOD 对紫外辐射引起的细胞损伤的保护作用[D]. 2009.
* Data source: Huaqin Zhao, Chen Zhang, Yungang Liu, et al. Protective effect of fusion protein PTD-SOD on cell damage induced by ultraviolet radiation [D]. 2009.

- SOD可以有效的保护细胞DNA
SOD can effectively protect cell DNA

功效测试 — 抗蓝光辐射 Efficacy test — resistance to blue light radiation



*数据来源: 真百康第三方检测报告
Data comes from Gene-biocon third-party test report

- rh SOD对蓝光损伤肌肤修复功效明显
rh SOD has a significant effect of anti-blue light

专利油溶工艺制备技术

Patented Oil-soluble Process Preparation Technology

简介 Introduction

真百康生物的研发部门针对功效原料对温度敏感、容易变色、不含水相、应用范围受限等问题，研制出了一种稳定的油溶多肽组合物，解决多肽常见问题，增强了功效原料的稳定性&兼容性，更扩大了功效原料在油溶性化妆品领域的应用。

Gene-Biocon's R&D department has developed a stable oil-soluble peptide composition designed to address various issues associated with functional raw materials, such as temperature sensitivity, discoloration, lack of an aqueous phase, and a limited range of applications. This innovative formulation enhances the stability & compatibility of functional raw materials, thereby expanding their application in oil-soluble cosmetics.



1. 一种稳定的油溶多肽组合物及其制备方法和应用
NO.: ZL201910584254.5
A stable oil-soluble polypeptide composition and its preparation and application

- | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| 淡化皱纹
FADE WRINKLES | 油溶重组人小分子胶原蛋白
Oil-rh Small-molecule Collagen | 透明油溶S-玻色因
PureS-OilProX | 油溶咖啡因
Oil Caffeine | 油溶棕榈酰三肽-1/棕榈酰五肽-4
Oil Palmitoyl Tripeptide-1 / Oil Palmitoyl Pentapeptide-4 |
| 屏障修复
REPAIR SKIN BARRIERS | 油溶PDRN
Oil-soluble PDRN | 油溶铜肽
Oil Copper Tripeptide-1 | 油溶舒敏复颜肽
Oil Antiflamin | 油溶棕榈酰四肽-7
Oil Palmitoyl Tetrapeptide-7 |
| 焕白提亮
WHITENING | 油溶烟酰胺
Oleonic | 油溶九肽-1
Oil Nanopeptide-1 | ... | 更多产品, 请联系业务同事
To learn more about our products, please consult your business colleagues |


优势 Features

- 01 4小时实现吸收率提升2倍
Absorption rate has a two-fold increase within 4 hours
- 02 与常见油脂兼容性强
Strongly compatible with common oil
- 03 高温稳定配伍性强
High-temperature stability and strong compatibility

应用 Usage



测试 — 经皮渗透率 Test - Transdermal Permeability




*数据来源: 真百康检测报告
*The Data is from test report of GENE-BIOCON

- 4h左右油溶剂型 (以类蛇毒肽为例) 渗透效率约为水溶剂型2倍, 10h左右约为5倍, 24h时前者比后者渗透量高出10倍

The permeation efficiency of oil-soluble solvent (taking Gebiotide[®]SYN as an example) is twice that of water-soluble after 4 hours and it is 5 times after 10 hours. The permeability of the former is 10 times higher than that of the later at 24 hours.

测试 — 高温肽含量稳定性 Test - High Temperature Peptide Content Stability



*数据来源: 真百康检测报告
*The Data is from test report of GENE-BIOCON

- 油溶多肽 (以油溶棕榈酰四肽-7为例) 可耐受高温90°C的特殊配制或灌装工艺条件

Oil-soluble polypeptide (taking oil palmitoyl tetrapeptide-7 as an example) can be specially formulated or in canning process at 90°C.

抗炎修护 维稳肌底

Anti-oxidant, brightening, deep nourishment

98%二裂酵母发酵产物溶胞物


98% Bifida Ferment Lysate

冀百康生物自主研发生产的高浓度98%二裂酵母发酵产物溶胞物，是经双歧杆菌培养、灭活及分解得到的代谢产物等组分及多糖复合体。具有很强的抗免疫抑制活性，并能促进DNA修复，可有效保护皮肤，不受紫外线引起的损伤，用于乳化、水基及水醇体系的护肤、防晒及晒后护理产品，帮助预防表皮及真皮的光老化。

The 98% bifid yeast fermentation independently developed and produced by Gene-Biocon is a metabolite and other components and polysaccharide complexes obtained through the cultivation, inactivation and decomposition of bifidobacteria. It has strong anti-immunosuppressive activity and can promote DNA repair, which can effectively protect the skin from damage caused by ultraviolet rays. It is used in emulsified, water-based and water-alcoholic skin-care, sunscreen and for-sun care products to help prevent epidermis and photoaging of the dermis.

功效测试 — 舒缓维稳

Efficacy test - Transdermal Permeability



*数据来源：冀百康生物第三方检测报告

*The Data is from test report of GENE-BIOCON's third party

- 使用含**0.5%**浓度的98%二裂酵母发酵产物溶胞物即有明显舒缓功效
- The use of 98% Bifida Ferment Lysate at 0.5% concentration has obvious soothing effects.

功效测试 — 减少炎症

Efficacy test - Reduces inflammation




Figure 2. Effect of 6 h preincubation with BL bacterial extract on capsaicin-induced CGRP release by sensory neurons.

Figure 1. Effect of BL bacterial extract on spontaneous CGRP release after 6 h incubation with sensory neurons.

参考文献: Bifidobacterium longum lysate, a new ingredient for reactive skin

Audrey Guéhenic, Philippe Balthen, Jean Marc Origine, Michel Kemici, Guy Couchay, Veronique Chevalier, Lionel Breton, Isabelle Costel-Higounenc

- 98%二裂酵母发酵产物溶胞物能有效抑制神经元细胞(神经末梢)释放CGRP, 舒缓肌肤
- Bifida Ferment Lysate can effectively inhibit the release of CGRP from neuronal cells (nerve terminals) and soothe the skin.

抗氧提亮 深层淡纹

Anti-oxidant, brightening, deep nourishment

大米发酵产物滤液


Rice Fermentation Product Filtrate AE500

Gebiotide生物发酵产物系列中的大米发酵产物滤液(AE500), 本身含有多种有效成分及在发酵过程中合成的活性物质, 营养丰富, 且安全性高。长期使用具有防晒、祛斑、减少粉刺、防止皮肤老化等功效, 起到滋养皮肤、减少皱纹等护肤作用。可添加到各类抗氧化, 减少皱纹的产品中, 如精华液、水、乳、化妆品等。

Gebiotide rice fermentation product filtrate (AE500) contains a variety of active ingredients and substances that are synthesized during the fermentation process. It is rich in nutrients and highly secure. Long-term use can provide benefits such as sun protection, freckle removal, acne reduction, and prevention of skin aging. Additionally, it offers skin care effects by nourishing the skin and reducing wrinkles. This product can be added to various anti-oxidation and wrinkle-reducing formulations, including essences, toners, creams, cosmetics, and more.

功效测试 — 淡化细纹

Test - Transdermal Permeability



*数据来源：冀百康生物第三方检测报告

*The Data is from test report of GENE-BIOCON's third party

- 使用含**5%**AE500的精华液, 测试8周效果, 眼部肌肤的弹性明显提升, 达到**20%**
- Use seminal fluid containing 5% of Gebiotide Rice Fermentation Product Filtrate AE500; After testing the effect for 8 weeks, the elasticity of eyes skin was significantly improved by 20%.

应用 Usage



科学复配 精准肌理 量肤定制 优化成本

Scientific compounding, Precise skin texture analysis, Customized skincare based on individual skin conditions, cost optimization.

抗衰抗皱 ANTI-AGING AND ANTI-WRINKLE

油溶逆时光肽

Oil WrinkleAway Peptide



创新双专利产品, 即时+长效淡纹, 补+促胶原蛋白合成, 分层靶向精准淡纹。
Innovative double patented products.
Layered targeted anti-wrinkle function, precise skincare.

核心成分

- ✓ 重组人小分子胶原蛋白 rh Small-molecule Collagen
- ✓ 乙酰基六肽-8 Acetyl Hexapeptide-8
- ✓ 类蛇毒肽 Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate
- ✓ 即时祛皱肽 Conopeptide

伊人密码

BeautyCode Peptide

八效活性肽奢养成分, 强化皮肤结构, 增加皮肤弹性, 令肌肤亮泽透光。
Multi-path anti-wrinkle and anti-aging, repairs damaged skin.
Strengthen skin structure, increase skin elasticity and whiten skin;

核心成分

- ✓ 寡肽-1 Oligopeptide-1
- ✓ 乙酰基六肽-8 Acetyl hexapeptide-8
- ✓ 九肽-1 Nonapeptide-1
- ✓ 棕榈酰三肽-1 Palmitoyl tripeptide-1
- ✓ 铜肽 Copper peptide
- ✓ 肌肽 Carnosine
- ✓ 棕榈酰五肽-4 Palmitoyl pentapeptide-4
- ✓ 六肽-9 Hexapeptide-9

舒缓修护 SOOTHING AND REPAIR

胶原修护肽

Repair Coll-peptide



全方位修护受损皮肤, 提升皮肤的健康状态和美观度。
Fully repairs damaged skin, improves skin health and beauty;
Soothing and damage repairing, increasing wound healing.

核心成分

- ✓ 重组人小分子胶原蛋白 rh Small-molecule Collagen
- ✓ 寡肽-1 Oligopeptide-1
- ✓ 寡肽-2 Oligopeptide-2
- ✓ 寡肽-3 Oligopeptide-3
- ✓ 寡肽-5 Oligopeptide-5

油溶舒缓复颜肽

Oil Antiflamin



溶于油性基质的抗皱修复组合产品。可减轻炎症对皮肤皱纹的加深, 同时促进胶原蛋白合成
An anti-wrinkle and repair combination product based on oily substrates. It can significantly reduce the level of inflammatory factors, reduce the deepening of skin wrinkles caused by inflammation, and promote collagen synthesis;

核心成分

- ✓ 棕榈酰三肽-1 Palmitoyl Tripeptide-1
- ✓ 棕榈酰四肽-7 Palmitoyl Tetrapeptide-7

焕白提亮 WHITENING

皓玉凝肌肽

Priwhitein



三重祛黄强效成分组合, 含有SOD。具有强效祛黄和提亮肤色的作用。
Whitening and antiyellowing, anti-oxidation and anti-saccharification, preventing skin from UV light.

核心成分

- ✓ 重组人超氧化物歧化酶 rhSOD
- ✓ 肌肽 Carnosine
- ✓ 九肽-1 Nonapeptide-1

皓玉盈颜肽

Whiten Peptide

淡化黄气、抗氧化复配产品, 加快衰老细胞代谢。
Whitening and suppressing blackness, anti-oxidation, and accelerating metabolism.

核心成分

- ✓ 九肽-1 Nonapeptide-1
- ✓ 酵母菌溶胞物提取物 Saccharomyces Lysate

眼部护理 EYE CARE

俏眼明眸肽


CharmingEye Peptide



专利工艺制备多肽成分复配, 有效改善黑眼圈、眼袋。
A combination of peptide ingredients prepared by a patented process, effectively improve dark circles, bags under the eyes

核心成分

- ✓ 二肽-2 Dipeptide-2
- ✓ 乙酰基四肽-5 Acetyl Tetrapeptide-5
- ✓ 乙酰基四肽-8 Acetyl Hexapeptide-8
- ✓ 棕榈酰五肽-4 Palmitoyl Pentapeptide-4



更多产品, 请联系业务同事...

To learn more about our products, please consult your business colleagues...

定制服务

ODM/CDMO SERVICES

工程菌构建类服务 Engineering bacteria construction services




重组蛋白类定制 Recombinant protein customization



药物工艺开发类服务 Medicine Development Service



美肌配方类定制 Beauty formula customization



超千平方米符合国际GMP标准的生产车间
Production facility that complies with international GMP standards

近千平方米蛋白纯化车间
Nearly 1,000m² protein purification workshop

ISO9001质量管理体系认证
ISO9001 Quality Management System Certification

多个吨级发酵罐
Multiple Ton-class Fermenters